



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,F64

Przewód do powerbanka ZR-03/1 i ZR-04/1

WX-013-0244



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Ma długość 20 cm. Pasuje do wag serii: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY iWPY.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Detektory tunelowe
Waga platformowa C315
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Waga analityczna AS X7
Waga niemowlęca C315.D
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Waga precyzyjna WLC X7
Terminal wagowy PUE CY10
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM

Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315

Waga osobowa C315.O
Waga precyzyjna PS X7
Waga analityczna XA 5Y.A
Wagi paletowe C315.4P
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Waga analityczna AS 5Y

Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Waga łózkowa najazdowa C315.8B
Drukarki paragonowe