



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,FBE

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 2 kg), Kunststoff-Etui

OK-202-0069



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 6 111,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 2 kg |
| Anzahl | 27 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel