



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,FBE](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,FBE)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 2 kg), imballaggi in plastica



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	6 111,11 g
Valore nominale	1 mg – 2 kg
Numero	27 pcs

### Compatibile con

Pinzette

Pennelli