

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 10 kg), boîte en bois



OK-201-0060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	21 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 10 kg
Nombre	29 pièces

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Pince à épiler Pinceaux