



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,FC9

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 10 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 21 111,11 g

Valeur nominale 1 mg – 10 kg

Nombre 29 pièces

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux