



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,FC9](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,FC9)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 10 kg), cassa di legno



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	21 111,11 g
Valore nominale	1 mg – 10 kg
Numero	29 pcs

### Compatibile con

Pinzette

Pennelli