



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,FC9](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,FC9)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 10 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0060



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Klasa dokładności OIML	F1
<b>Konstrukcja</b>	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	21 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 10 kg
Ilość	29 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle