



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,FEZ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,FEZ)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 20 g

OP-203-0088



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F1        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Nominalwert              | 20 g      |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself