



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,FGL](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,FGL)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 2 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 110 g
Nominalwert	1 g – 2 kg
Anzahl	15 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel