

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 2 kg), boîte plastique OK-202-0059





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Odiotiaction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 110 g
Valeur nominale	1 g – 2 kg
Nombre	15 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler Pinceaux