



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,F07](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,F07)

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 10 kg), tahta kutu

OK-301-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 21 110 g

Nominal değer 1 g – 10 kg

Quantity 17 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar