



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,FQ1

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 2 kg

OP-303-0056



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle