



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,FS4](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,FS4)

# KIT 195 Kit para determinação de densidade

WX-002-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Visão geral

O KIT 195 é um kit de determinação de densidade destinado a balanças de laboratório com prato de pesagem de 195x195. Este acessório de aço inoxidável permite determinar a densidade de: sólidos, líquidos. Para testar granulados com valor de densidade maior ou menor que 1 g/cm<sup>3</sup>, utilize o KIT 85.

## Compatível com (Additional Fee)

Balança de precisão WLC X7  
Balança de precisão WLC

Balança de precisão WLC C/2  
Balança de precisão PS R2


# Dimensões do dispositivo L x P x A



KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density  
determination KIT