



# KIT 195 - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

WX-002-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Set zum Bestimmen der Dichte von festen Körpern und Flüssigkeiten ist für Laborwaagen mit Schalen mit einem Durchmesser von 195×195 mm vorgesehen.


Das Set wird aus Edelstahl hergestellt und ermöglicht die Dichtebestimmung von: festen Körpern, Flüssigkeiten.

## Kompatibel mit (Additional Fee)


Präzisionswaage WLC X7  
Präzisionswaage WLC

Präzisionswaage WLC C/2  
Präzisionswaagen PS R2


## Abmessungen des Geräts




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density  
determination KIT