

KIT 195 - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

WX-002-0021





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung


Das Set zum Bestimmen der Dichte von festen Körpern und Flüssigkeiten ist für Laborwaagen mit Schalen mit einem Durchmesser von 195×195 mm vorgesehen.

Das Set wird aus Edelstahl hergestellt und ermöglicht die Dichtebestimmung von: festen Körpern, Flüssigkeiten.


Kompatibel mit (Additional Fee)

Präzisionswaage WLC X7 Präzisionswaage WLC Präzisionswaage WLC C/2 Präzisionswaagen PS R2


Abmessungen des Geräts B x T x H









KIT 128





KIT 195.M



Granulte density determination KIT