

KIT 195 - Kit pour indication de densité d'états solides et de liquides

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,FS4

WX-002-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le kit pour l'indication de la densité d'états solides et de liquides est conçu pour les balances de laboratoire équipées de plateaux 195 x 195 mm.

Le kit est réalisé en acier inoxydable et rend possible l'indication de la densité :


d'états solides, de liquides.

Le kit 85 sert à examiner les granulés avec la densité inférieure ou supérieure de 1g/cm3.


Compatible avec (Additional Fee)

Balance de précision WLC X7 Balance de précision WLC Balance de précision WLC C/2 Balance de précision PS R2


Dimensions d'appareil L x P x H









KIT 128





KIT 195.M



Granulte density determination KIT