



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,FS4

KIT 195 Kit per la determinazione della densità

WX-002-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Kit per la determinazione della densità per solidi e liquidi progettato per essere utilizzato con bilance da laboratorio con piatto di pesata di 195×195 mm.

Il kit per la determinazione della densità è utilizzabile per la determinazione di:


solidi (misura di piccoli campioni); liquidi (con l'ausilio di un pescante in vetro con un volume noto).

Compatibile con (Additional Fee)


Bilancia di precisione WLC X7
Bilancia di precisione WLC

Bilancia di precisione WLC C/2
Bilancia di precisione PS R2


Device dimensions L x P x A



KIT 85



KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density
determination KIT