

## KIT 195 Kit per la determinazione della densita

WX-002-0021





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Kit per la determinazione della densita per solidi e liquidi progettato per essere utilizzato con bilance da laboratorio con piatto di pesata di 195×195 mm.

Il kit per la determinazione della densita e utilizzabile per la determinazione di:


solids (misura di piccoli campioni); liquidi (con l'ausilio di un pescante in vetro con un volume noto).

## **Compatibile con (Additional Fee)**


Bilancia di precisione WLC X7 Bilancia di precisione WLC

Bilancia di precisione WLC C/2 Bilancia di precisione PS R2


## Device dimensions L x P x A








KIT 128



KIT 195.M



Granulte density determination KIT