



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,FWC

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 500 g

OP-203-0120



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety