



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,FWC

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 500 g

OP-203-0120



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 500 g |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety