



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,FYQ](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,FYQ)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z uchwytem 5 kg

OP-303-0072



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	5 kg
-------------------	------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle