



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,G2P

Cylindrique, ensembles (1 mg - 5 kg), boîte en bois

OK-301-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 5 kg
Nombre	28 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux