



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,G2P](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,G2P)

# Cylindrique, ensembles (1 mg - 5 kg), boîte en bois

OK-301-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F2               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 11 111,11 g      |
| Valeur nominale          | 1 mg – 5 kg      |
| Nombre                   | 28 pièces        |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux