



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,G2P

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-301-0043



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 11 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 5 kg |
| Ilość | 28 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle