



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,G2P](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,G2P)

# Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-301-0043



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 5 kg
Ilość	28 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle