



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,G3K](https://www.mirror.radwag.com/br/info,w1,G3K)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 mg - 1 kg), caixa de madeira

OK-401-0083



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	2 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 1 kg
Quantidade	25 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis