



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,G3K](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,G3K)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 1 kg), boîte en bois

OK-401-0083



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	2 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 1 kg
Nombre	25 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux