



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,G3K](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,G3K)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 1 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	2 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 1 kg
Quantity	25 adet

### İle uyumlu

Fırçalar