



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,G7H

Cylindrique, ensembles (1 g - 100 g), boîte plastique

OK-202-0073



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	210 g
Valeur nominale	1 – 100 g
Nombre	9 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux