



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,G81](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,G81)

# Peso padrão F1 - peso cilíndrico com olhal 500 kg - caixa de serviço

OP-204-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML F1

### Construção

Material aço inoxidável

Valor nominal 500 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis