



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,G81](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,G81)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z oczkiem 500 kg - opakowanie serwisowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 500 kg          |

### Pasuje do

Pędzle