



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,GAO

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 1 kg), Kunststoff-Etui

OK-202-0058



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 110 g
Nominalwert	1 g – 1 kg
Anzahl	13 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel