



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,GAO

Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 1 kg), imballaggi in plastica

OK-202-0058



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|-----------------------|-----------------|
| Classe OIML | F1 |
| Costruzione | |
| Materiale | Stainless steel |
| Peso | 2 110 g |
| Valore nominale | 1 g - 1 kg |
| Numero | 13 pcs |

Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli