



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,GMU](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,GMU)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 500 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

#### Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 1 110 g

Valeur nominale 1 – 500 g

Nombre 12 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux