



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,GMU](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,GMU)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 500 g), cassa di legno

OK-201-0046



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	1 110 g
Valore nominale	1 – 500 g
Numero	12 pcs

### Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli