



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,GMU

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie drewniane

OK-201-0046



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 1 110 g |
| Wartość nominalna | 1 – 500 g |
| Ilość | 12 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle