



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,GMU

F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 500 g), tahta kutulu

OK-201-0046



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 110 g

Nominal değer 1 – 500 g

Quantity 12 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar