



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,GNZ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,GNZ)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 500 g), Holz-Etiu

OK-301-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 111,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 g
Anzahl	24 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel