



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,GNZ

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de madera

OK-301-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 1 111,11 g

Valor nominal 1 mg - 500 g

Número 24 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos