



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,GNZ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,GNZ)

# Cylindrique, ensembles (1 mg - 500 g), boîte en bois

OK-301-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F2               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 1 111,11 g       |
| Valeur nominale          | 1 mg - 500 g     |
| Nombre                   | 24 pièces        |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux