



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,GR5

Worzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 200 g

OP-303-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	200 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle