



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,GR5](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,GR5)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 200 g

OP-303-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 200 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle