



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,GR5](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,GR5)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 200 g

OP-303-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	200 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle