



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,GU6](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,GU6)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 1 kg), Holz-Etui

OK-501-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 110 g
Nominalwert	1 g – 1 kg
Anzahl	13 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself