



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,GU6

Cylindrique, ensemble (1 g - 1 kg), boîte en bois

OK-501-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 2 110 g

Valeur nominale 1 g – 1 kg

Nombre 13 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux