



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,GU6](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,GU6)

# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane

OK-501-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 110 g
Wartość nominalna	1 g – 1 kg
Ilość	13 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle