



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,GWF

Automatique chambre pour peser les filtres

WX-002-0135



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

La automatique chambre pour peser les filtres se caractérise par une étanchéité élevée. Le grand plateau ajouré permet de peser avec précision des filtres de différentes tailles ($\varnothing 100$ max.). Il est fabriqué en acier inoxydable résistant aux produits chimiques, à la décoloration et aux rayures. Le système innovant du démontage de la chambre facilite son nettoyage. Le couvercle supérieur de la chambre a une ouverture vitrée, grâce à laquelle l'utilisateur a la possibilité de s'assurer que le filtre n'a pas changé de place lors de la fermeture de la chambre.

La automatique chambre pour peser les filtres peut être appliquée dans la 'ultra-microbalance UYA 5Y et microbalance MYA 5Y après le démontage de la chambre de pesage traditionnelle. Lorsque vous commandez la automatique chambre de pesage de filtres, veuillez indiquer le numéro de série de votre balance. Le remplacement de la chambre standard par une chambre filtrante dédiée ne peut être effectué que par un service autorisé de RADWAG.

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
Ultra-Microbalance UYA 5Y

Microbalance MYA 5Y