



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,GZV](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,GZV)

# Antivibrationstisch rostfrei SAL/H/PLUS

WX-001-0155



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	77 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm



**Kompatibel mit (Additional Fee)**

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaagen PS R2  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Analysenwaage AS 5Y  
Präzisionswaage PS R2.H  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S

## Abmessungen des Geräts B x T x H

