



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,GZV](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,GZV)

## Tavolo antivibrante SAL/H/PLUS – Anti- con struttura in acciaio inox



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Costruzione	
Costruzione	Stainless steel AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×711×816 mm
Peso netto	61 kg
Peso lordo	77 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

### Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
 Microbilancia XA 5Y.M.A

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
 Microbilancia MYA 5Y  
 Bilancia analitica XA 5Y  
 XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

## Device dimensions

SAL/H/PLUS

