



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,GZV

SAL/H/PLUS - Paslanmaz çelik antivibrasyon masası

WX-001-0155



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Konstrüksiyon

Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Load-bearing capacity	40 kg

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y	820×711×816 mm
Net ağırlık	61 kg
Brüt ağırlık	77 kg
Uzunluk	770 mm
En	680 mm
Yükseklik	815±10 mm

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi

MYA 5Y Mikro Terazi
PS R1 Hassas Teraziler
XA 5Y Analitik Terazi

XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
PS R2 Hassas Teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
AS 5Y Analitik Teraziler
PS R2.H Hassas Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

AS R2 PLUS Analitik Teraziler
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
XA 5Y.M Mikro Teraziler
AS R1 PLUS Analitik Teraziler
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler

Cihaz boyutları G x D x Y

